



# Tegaderm 3m Medicazione in Pellicola Trasparente per Fissaggio I.v. con Finestra Non Adesiva 12x12 Cm

Dispositivo medico

Classe IIa

Codice GEF (SKU) 34891

EAN / GTIN 00707387770389

Confezione 1

3M™ TEGADERM™ FILM - Codice 3M: 1668 - Tegaderm™ PORTA VENOSA - 12 x12 cm con finestra non adesiva - sterile Medicazione trasparente, sterile e impermeabile. Altamente traspirante. Bordo a cornice per applicazione facilitata.

## DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM

**IIa**

CND

**M04010202**

EAN / GTIN

**00707387770389**

CODICE GEF

**34891**

### ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità,  
prezzo e documentazione di  
conformità su [GEFMEDICA.IT](https://www.gefmedica.it)  
info@gefmedica.it · Tel. 0573  
1944697