



Tegaderm 3M Chg Medicazione per Fissaggio I.v. con Clorexidina Gluconata 12x12 Cm

Codice GEF (SKU) **34892**

EAN / GTIN **30707387802210**

3M™ TEGADERM™ CHG MEDICAZIONE DI FISSAGGIO IV Codice 3M: 1665R Tegaderm™ CHG PORTA VENOSA - 12x12 cm

Medicazione di fissaggio IV integrata che combina la riduzione delle infezioni con la visibilità de

CARATTERISTICHE TECNICHE

- 3M™ TEGADERM™ CHG MEDICAZIONE DI FISSAGGIO IV Codice 3M: 1665R Tegaderm™ CHG PORTA VENOSA - 12x12 cm Medicazione di fissaggio IV integrata che combina la riduzione delle infezioni con la visibilità del sito, il fissaggio del catetere e la traspirabilità. Comprovata riduzione delle infezioni catetere-correlate (CRBSI) e della colonizzazione del catetere vascolare. Protezione antimicrobica immediata e continua grazie al tampone di gel di gluconato di clorexidina integrato, senza richiedere umidità per l'attivazione. Studiata per minimizzare lo spostamento del catetere, può essere tenuta fino a 7 giorni. Barriera impermeabile e sterile contro i contaminanti esterni (liquidi, batteri e virus).

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

EAN / GTIN

30707387802210

CODICE GEF

34892



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su [GEFMEDICA.IT](https://www.gefmedica.it)
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697