



TEGADERM 3M sterile

Dispositivo medico

Classe IIa

5 varianti

Codice GEF (SKU) **34894**EAN / GTIN **4001895928734**Confezione **1**

3M TEGADERM™ · Codice 3M: 1623W · TEGADERM™ 6x7 cm per cannule IV - sterile · Conf. da 100 pz. TEGADERM™ Medicazione trasparente, sterile ed impermeabile a lunga durata.

VARIANTI / FORMATI DISPONIBILI

CODICE GEF / SKU	TAGLIA	EAN	CONFEZIONE
34894	6 x 7 cm per cannule IV - sterile	4001895928734	1
34900	6 x 7 cm - sterile	8711428065510	1
34901	10 x 12 cm - sterile	4054596115422	1
34902	10 x 25 cm - sterile	4001895928710	1
34903	15 x 20 cm - sterile	8711428065411	1

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM

IIa

CND

M04040601

EAN / GTIN

4001895928734

CODICE GEF

34894

ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su [GEFMEDICA.IT](https://gefmedica.it)
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697