



## Tegaderm+pad 3m Sterile

Dispositivo medico

Classe IIa

4 varianti

Codice GEF (SKU) **34895**

EAN / GTIN **8711428086881**

Confezione **1**

Medicazioni originali 3M - Pellicola trasparente - 3582 TEGADERM™ - PAD 5 x 7 cm - sterile Minimo di vendita: conf. da 50 pz. Medicazione trasparente, sterile ed impermeabile a lunga durata. Altamente traspirante, protegge la ferita da acqua, batteri e virus. Bordo a cornice per applicazione facilitata.

### VARIANTI / FORMATI DISPONIBILI

CODICE GEF / SKU	TAGLIA	EAN	CONFEZIONE
34895	5 x 7 cm - sterile	8711428086881	1
34896	9 x 10 cm - sterile	8711428086928	1
34897	9 x 15 cm - sterile	8711428086904	1
34898	9 x 25 cm - sterile	8711428086966	1

### DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM

**IIa**

CND

**M04010102**

EAN / GTIN

**8711428086881**

CODICE GEF

**34895**



#### ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su [GEFMEDICA.IT](http://GEFMEDICA.IT)  
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697