



TEGADERM 3M non sterile

Dispositivo medico

Classe I

Codice GEF (SKU) **34899**EAN / GTIN **8023279348996**Confezione **1**

3M TEGADERM™ • Codice 3M: 16004 • TEGADERM™ 10 cm x 10 m -
NON sterile • 1 rotolo non sterile TEGADERM™ Medicazione
trasparente ed impermeabile a lunga durata.

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM

I

CND

M0599

EAN / GTIN

8023279348996

CODICE GEF

34899

ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità,
prezzo e documentazione di
conformità su [GEFMEDICA.IT](https://www.gefmedica.it)
info@gefmedica.it · Tel. 0573
1944697