



Steri-strip 3m

Dispositivo medico

Classe I S

7 varianti

Codice GEF (SKU) **34908**

EAN / GTIN **30707387804641**

Confezione **1**

3M STERI-STRIP™ STRISCE PER SUTURA STERI-STRIP RINFORZATI
Con rinforzi longitudinali in poliestere, per maggiore resistenza, minor rischio di infezioni e cicatrici e migliori risultati estetici. • STERI-STRIP™
- 6 x 38 mm • Rinforzati • Sterili

VARIANTI / FORMATI DISPONIBILI

CODICE GEF / SKU	TAGLIA	EAN	CONFEZIONE
34908	38 x 6 mm	30707387804641	1
34909	75 x 3 mm	30707387804627	1
34910	75 x 6 mm	30707387804634	1
34911	100 x 6 mm	30707387804665	1
34912	100 x 12 mm	30707387804689	1
34913	50 x 12 mm	8023279349139	1
34914	125 x 25 mm	30707387804702	1

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM

IS

CND

H900102

EAN / GTIN

30707387804641

CODICE GEF

34908



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su GEFMEDICA.IT
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697