



## Transpore 3m

Dispositivo medico

Classe I

3 varianti

Codice GEF (SKU) 34940

EAN / GTIN 04054596777002

Confezione 1

3M TRANSPORE™ CEROTTO IN PLASTICA - Codice 3M: 1527-0 - h 12,5 mm x 9,14 m - Conf. da 24 rotoli Cerotto ipoallergenico in plastica microforata, impermeabile, elastico trasparente, senza lattice. Offre una forte adesione.

### VARIANTI / FORMATI DISPONIBILI

| CODICE GEF / SKU | TAGLIA           | EAN            | CONFEZIONE |
|------------------|------------------|----------------|------------|
| 34940            | 12,5 mm x 9,14 m | 04054596777002 | 1          |
| 34941            | 25 mm x 9,14 m   | 04054596777842 | 1          |
| 34942            | 51 mm x 9,14 m   | 04054596777873 | 1          |

### DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM

I

CND

M050101

EAN / GTIN

04054596777002

CODICE GEF

34940



#### ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su [GEFMEDICA.IT](https://gefmedica.it)  
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697