



Tegaderm 3m I.v. Strips

Dispositivo medico

Classe IIa

2 varianti

Codice GEF (SKU) **34945**

EAN / GTIN **8711428084665**

Confezione **1**

3M TEGADERM™ IV - STERILE - 7 x 8,5 cm - per linee periferiche
 Codice 3M: 1633 TEGADERM™ IV Una soluzione conveniente per accessi vascolari periferici e centrali a fissaggio forte e rimozione delicata. Una linea completa di medicazioni in film di poliuretano trasparente sterili, impermeabili ed altamente traspiranti per proteggere gli accessi vascolari dalle infezioni. Supporto antiattrito e bordi in TNT rinforzati per utilizzo prolungato e per ridurre il rischio di dislocazioni accidentali.

VARIANTI / FORMATI DISPONIBILI

CODICE GEF / SKU	DIMENSIONE	EAN	CONFEZIONE
34945	7x8,5 cm	8711428084665	1
34946	8,5x10,5 cm	4001895928512	1

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM

IIa

CND

M04010202

EAN / GTIN

8711428084665

CODICE GEF

34945



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su GEFMEDICA.IT
 info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697