



## TEGADERM 3M I.V. ADVANCED 6,5x7 cm per linee periferiche

Dispositivo medico

Classe IIa

Codice GEF (SKU) 34947

EAN / GTIN 4046719981120

Confezione 1

TEGADERM™ IV ADVANCED Una soluzione avanzata, rinforzata e innovativa. Garantisce una tenuta ottimale fino a 7 giorni, completamente impermeabile. - Codice 3M: 1683 - 6,5 x 7 cm per linee periferiche - Sterile Una linea completa di medicazioni in film di poliuretano trasparente sterili, impermeabili ed altamente traspiranti per proteggere gli accessi vascolari dalle infezioni. Supporto antiattrito e bordi in TNT rinforzati per utilizzo prolungato e per ridurre il rischio di dislocazioni accidentali.

### DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM

**IIa**

CND

**M04010202**

EAN / GTIN

**4046719981120**

CODICE GEF

**34947**

#### ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità,  
prezzo e documentazione di  
conformità su [GEFMEDICA.IT](https://www.gefmedica.it)  
info@gefmedica.it · Tel. 0573  
1944697