



TEGADERM 3M I.V. ADVANCED 8,5x11,5 cm per linee centrali

Dispositivo medico

Classe IIa

Codice GEF (SKU) 34948

EAN / GTIN 4046719981137

Confezione 1

TEGADERM™ IV ADVANCED Una soluzione avanzata, rinforzata e innovativa. Garantisce una tenuta ottimale fino a 7 giorni, completamente impermeabile. - Codice 3M: 1685 - 8,5 x 11,5 cm per linee centrali - Sterile Una linea completa di medicazioni in film di poliuretano trasparente sterili, impermeabili ed altamente traspiranti per proteggere gli accessi vascolari dalle infezioni. Supporto antiatrito e bordi in TNT rinforzati per utilizzo prolungato e per ridurre il rischio di dislocazioni accidentali.

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM

IIa

CND

M04010202

EAN / GTIN

4046719981137

CODICE GEF

34948



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità,
prezzo e documentazione di
conformità su [GEFMEDICA.IT](https://www.gefmedica.it)
info@gefmedica.it · Tel. 0573
1944697