



Tegaderm 3m Foam

Dispositivo medico

Classe IIb

4 varianti

Codice GEF (SKU) **34954**

EAN / GTIN **0707387807207**

Confezione **1**

 TEGADERM™ HIGH PERFORMANCE FOAM Medicazione sterile multistrato in schiuma di poliuretano che unisce alta assorbenza ed ottima traspirabilità per ridurre il rischio di macerazione delle ferite. Indicata per livelli variabili di essudato per mantenere un'umidità appropriata e favorire così la cicatrizzazione ottimale delle ferite. Impermeabile e dotata di sistema di applicazione facilitata, è disponibile anche nel pratico formato per tallone/gomito. - Codice 3M: 90601 - TEGADERM™ FOAM NON ADESIVA - 10 x 10 cm

VARIANTI / FORMATI DISPONIBILI

CODICE GEF / SKU	DIMENSIONE	EAN	CONFEZIONE
34954	10x10 cm - non adesivo	0707387807207	1
34957	14x14 cm - non adesivo	4064035037826	1
34953	5x5 cm - non adesivo	00707387807184	1
34955	8.8x8.8 cm - non adesivo	8023279349559	1

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM
IIb

CND
M04040601

EAN / GTIN
0707387807207

CODICE GEF
34954



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su GEFMEDICA.IT
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697