



# Tegaderm 3m Chg 8,5x11,5 Cm

Dispositivo medico

Classe III

Codice GEF (SKU) **34959**EAN / GTIN **30707387782178**Confezione **1**

3M™ TEGADERM™ CHG MEDICAZIONE DI FISSAGGIO IV • TEGADERM™ CHG - 8,5x11,5 cm • Codice 3M: 1657R • Minimo vendita: conf. da 25 La medicazione I.V. integrata combina la riduzione delle infezioni con la visibilità del sito, il fissaggio del catetere e la traspirabilità. Comprovata riduzione delle infezioni catetere-correlate (CRBSI) e della colonizzazione del catetere vascolare.

## DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM  
**III**CND  
**M04010299**EAN / GTIN  
**30707387782178**CODICE GEF  
**34959**

### ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su [GEFMEDICA.IT](http://GEFMEDICA.IT)  
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697