



Tegaderm 3M CHG

Dispositivo medico

Classe III

2 varianti

Codice GEF (SKU) 34960

EAN / GTIN 30707387782185

Confezione 1

3M™ TEGADERM™ CHG MEDICAZIONE DI FISSAGGIO IV • TEGADERM™ CHG - 10x12 cm • Codice 3M: 1658R • Minimo vendita: conf. da 25 La medicazione I.V. integrata combina la riduzione delle infezioni con la visibilità del sito, il fissaggio del catetere e la traspirabilità. Comprovata riduzione delle infezioni catetere-correlate (CRBSI) e della colonizzazione del catetere vascolare.

VARIANTI / FORMATI DISPONIBILI

CODICE GEF / SKU	DIMENSIONI	EAN	CONFEZIONE
34960	10 x 12 cm	30707387782185	1
34959	8,5 x 11,5 cm	30707387782178	1

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM

III

CND

M04010299

EAN / GTIN

30707387782185

CODICE GEF

34960



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su [GEFMEDICA.IT](https://www.gefmedica.it)
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697