



Tegaderm 3m Picc/cvc Iv Advanced 8,5x11,5 Cm

Codice GEF (SKU) **34962**

EAN / GTIN **0707387769529**

Confezione **1**

3M™ TEGADERM™ PICC/CVC DISPOSITIVO FISSAGGIO IV AVANZATO • TEGADERM™ PICC/CVC - 8,5x11,5 cm • Codice 3M: 1837-2100 • Minimo vendita: conf. da 20 Pellicola impermeabile trasparente che crea una barriera contro contaminanti esterni (liquidi, batteri e virus). Il dispositivo in plastica stampata è integrato su una base traspirante con adesivo a base di silicone riposizionabile e facilmente rimovibile dalla cute, evitando le ferite da ago.

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

EAN / GTIN

0707387769529

CODICE GEF

34962



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su [GEFMEDICA.IT](https://www.gefmedica.it)
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697