



Tegaderm 3M Picc/cvc + Chg IV Advanced 8,5x11,5 Cm

Codice GEF (SKU) 34963

EAN / GTIN 0707387769482

3M™ TEGADERM™ PICC/CVC DISPOSITIVO FISSAGGIO IV AVANZATO • TEGADERM™ PICC/CVC + CHG - 8,5x11,5 cm • Codice 3M: 1877R-2100 • Minimo vendita: conf. da 20 Pellicola impermeabile trasparente che crea una

CARATTERISTICHE TECNICHE

- 3M™ TEGADERM™ PICC/CVC DISPOSITIVO FISSAGGIO IV AVANZATO
- TEGADERM™ PICC/CVC + CHG - 8,5x11,5 cm
- Codice 3M: 1877R-2100
- Minimo vendita: conf. da 20 Pellicola impermeabile trasparente che crea una barriera contro contaminanti esterni (liquidi, batteri e virus). Il dispositivo in plastica stampata è integrato su una base traspirante con adesivo a base di silicone riposizionabile e facilmente rimovibile dalla cute, evitando le ferite da ago. Consente il monitoraggio continuo del punto di accesso vascolare. Studiata per essere tenuta fino a 7 giorni. Il dispositivo è utilizzato per fissare cateteri centrali a inserimento periferico (PICC) e cateteri venosi centrali (CVC) a breve termine.

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

EAN / GTIN

0707387769482

CODICE GEF

34963



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su [GEFMEDICA.IT](https://www.gefmedica.it)
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697