



Tegaderm 3m Alginate 10X10 Cm



Dispositivo medico

Classe IIb

Codice GEF (SKU) **34964**

EAN / GTIN **4054596862081**

Confezione **1**

http://www..com/it/assets/brochure/34964-5_ITA_Tegaderm_Alginat_Ag.pdf  http://www..com/it/assets/brochure/pdf_download.jpg  Scarica la brochure" > TEGADERM™ ALGINATE Medicazione conformabile e gelificante per ferite moderatamente o altamente essudanti. Molto compatta, non rilascia residui nel letto della ferita. - Codice 3M: 90112 - TEGADERM™ ALGINATE - 10 x 10 cm

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM
IIb

CND
M04040201

EAN / GTIN
4054596862081

CODICE GEF
34964



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità,
prezzo e documentazione di
conformità su **GEFMEDICA.IT**
info@gefmedica.it · Tel. 0573
1944697