



# TAPPINI DISINFETTANTI CUROS TIPS connettore Luer maschio 40 strisce da 5

Dispositivo medico

Classe IIa

Codice GEF (SKU) 34981

EAN / GTIN 30707387773800

Confezione 1

TAPPINI DISINFETTANTI 3M™ CUROS™ • Tappini CuroS™ Tips™ •  
Codice 3M: CM5-200R • Connettore: Luer maschio • Formati: 40  
strisce da 5 • Minimo vendita: conf. da 200

## DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM

**IIa**

CND

**A0706**

EAN / GTIN

**30707387773800**

CODICE GEF

**34981**

### ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità,  
prezzo e documentazione di  
conformità su **GEFMEDICA.IT**  
info@gefmedica.it · Tel. 0573  
1944697