



TAPPINI DISINFETTANTI CUROS STOPPER connettore Luer femmina aperto 50 strisce da 5

Dispositivo medico

Classe IIa

Codice GEF (SKU) 34982

EAN / GTIN 4054596459052

Confezione 1

TAPPINI DISINFETTANTI 3M™ CUROS™ • Tappini Curos™ Stopper™
• Codice 3M: CSV5-250R • Connettore: Luer femmina aperto • Formati:
50 strisce da 5 • Minimo vendita: conf. da 250

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM

IIa

CND

A0706

EAN / GTIN

4054596459052

CODICE GEF

34982

ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità,
prezzo e documentazione di
conformità su [GEFMEDICA.IT](https://www.gefmedica.it)
info@gefmedica.it · Tel. 0573
1944697