



Adaptic Touch 3m Medicazione Non Aderente in Silicone 7,6x5 Cm

Dispositivo medico

Classe IIb

Codice GEF (SKU) 34985

EAN / GTIN 04054596951594

Confezione 1

3M™ ADAPTIC™ Codice 3M™: TCH501 3M™ ADAPTIC™ TOUCH - SILICONE 7,6x5 cm Minimo vendita: conf. da 10 3M™ Adaptic™ sono medicazioni primarie di contatto con la ferita. La dimensione dei pori minimizza l'accumulo di fluidi sulla ferita e consente il passaggio dei fluidi a una medicazione secondaria, riducendo il rischio di macerazione. Riducono al minimo l'aderenza e il trauma associato al cambio di medicazione, proteggendo il tessuto appena formato e diminuendo il dolore. Ideali per livelli di essudato sia bassi sia alti (ulcere, ustioni di primo e secondo grado, abrasioni, ecc.). 3M™ Adaptic™ Touch Medicazione

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM
IIbCND
M04040702EAN / GTIN
04054596951594CODICE GEF
34985

ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità,
prezzo e documentazione di
conformità su [GEFMEDICA.IT](https://www.gefmedica.it)
info@gefmedica.it · Tel. 0573
1944697