



Adaptic Digit 3m Medicazione Non Aderente Dita Mani Sterile

Dispositivo medico

Classe I S

2 varianti

Codice GEF (SKU) 34994

EAN / GTIN 25051978001437

Confezione 1

MEDICAZIONE 3M™ ADAPTIC™ - NON ADERENTE - STERILE ·
Codice 3M: MAD013 ADAPTIC™ DIGIT - dita mano - media
Medicazione non aderente che combina un materiale rivestito in
silicone a bassa adesività con una benda tubolare specificamente
progettata per il trattamento delle ferite delle dita di mani e piedi.
Conformabile e confortevole, consente flessibilità e il massimo
movimento delle dita di mani e/o piedi. Facile da applicare, riduce al
minimo il trauma associato ai cambi di medicazione. Può essere
lasciata sulla parte per vari giorni.

VARIANTI / FORMATI DISPONIBILI

CODICE GEF / SKU	TAGLIA	EAN	CONFEZIONE
34994	media - sterile	25051978001437	1
34995	grande - sterile	25051978001444	1

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM

I S

CND

M02030201

EAN / GTIN

25051978001437

CODICE GEF

34994

ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità,
prezzo e documentazione di
conformità su **GEFMEDICA.IT**
info@gefmedica.it · Tel. 0573
1944697