



Strip Sutura Sterili

Dispositivo medico

Classe I S

Codice GEF (SKU) 34997

EAN / GTIN 18017990162518

Confezione 1

STRISCE DI SUTURA STERILI Strisce adesive sterili per la sutura di tagli e ferite. Tagliate su misura. Dermatologicamente testate. La confezione contiene 5 strisce piccole (3 x 75 mm) e 3 strisce medie (6,4 x 80 mm). Scatola multilingue: GB, FR, IT, ES, DE.

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM
ISCND
M9002EAN / GTIN
18017990162518CODICE GEF
34997

ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su [GEFMEDICA.IT](https://www.gefmedica.it)
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697