



Compresses Garza Cotone 16 Veli 10 Pacchi da 100

Dispositivo medico

Classe I

2 varianti

Codice GEF (SKU) 35005

EAN / GTIN 8023279350050

Confezione 1

Compresses garza puro cotone, 20 fili, filato 40/40 piegato e orlato, non sterile, senza filo radiopaco, confezionati in pacchetti da 100 pz. • Cotone • 5 x 5 cm • 16 strati • Non sterile

VARIANTI / FORMATI DISPONIBILI

CODICE GEF / SKU	TAGLIA	EAN	CONFEZIONE
35005	5x5 cm - 16 veli - 10 pacchi da 100	8023279350050	1
35007	10x10 cm - 16 veli - 10 pacchi da 100	8023279350074	1

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM

I

CND

M0201020102

EAN / GTIN

8023279350050

CODICE GEF

35005



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su [GEFMEDICA.IT](https://www.gefmedica.it)
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697