

GEF Medica

Comprese Garza Tnt - 7,5x7,5 Cm Cotone - 6 Veli - 20 Pacchi da 100

Codice GEF (SKU) 35008

COMPRESSE GARZA TNT - 7,5x7,5 cm cotone - 6 veli - 20 pacchi da 100 — prodotto medicale professionale.

CARATTERISTICHE TECNICHE

- COMPRESSE GARZA TNT - 7,5x7,5 cm cotone - 6 veli - 20 pacchi da 100 — prodotto medicale professionale.

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CODICE GEF
35008

ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità,
prezzo e documentazione di
conformità su [GEFMEDICA.IT](https://gefmedica.it)
info@gefmedica.it · Tel. 0573
1944697