



COMPRESSE GARZA TNT 4 veli 10 pacchi da 100

Dispositivo medico

Classe I

2 varianti

Codice GEF (SKU) **35010**

EAN / GTIN **8023279350104**

Confezione **1**

Tamponi in non tessuto, 30% poliestere, 70% viscosa 30g/m2 piegati e orlati senza filo radiopaco. • 5 x 5 cm • 4 strati • Non Sterile

VARIANTI / FORMATI DISPONIBILI

CODICE GEF / SKU	TAGLIA	EAN	CONFEZIONE
35010	5x5 cm - 4 veli - 10 pacchi da 100	8023279350104	1
35011	7,5x7,5 cm - 4 veli - 10 pacchi da 100	8023279350111	1

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM

I

CND

M0201020102

EAN / GTIN

8023279350104

CODICE GEF

35010



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su [GEFMEDICA.IT](https://www.gefmedica.it)
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697