



COMPRESSE GARZA TNT -10x10 cm 4 veli 10 pacchi da 100

Dispositivo medico

Classe I

Codice GEF (SKU) **35012**

EAN / GTIN **8023279350128**

Confezione **1**

Tamponi in non tessuto, 30% poliestere, 70% viscosa 30g/m2 piegati e orlati senza filo radiopaco. • 10 x 10 cm • 4 strati • Non Sterile

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM

I

CND

M0202010102

EAN / GTIN

8023279350128

CODICE GEF

35012



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità,
prezzo e documentazione di
conformità su GEFMEDICA.IT
info@gefmedica.it · Tel. 0573
1944697