

GEF Medica

Comprese Garza Tnt - 10x20 Cm - 4 Veli - 20 Pacchi da 100

Codice GEF (SKU) **35013**COMPRESSE GARZA TNT - 10x20 cm - 4 veli - 20 pacchi da 100 —
prodotto medicale professionale.

CARATTERISTICHE TECNICHE

- COMPRESSE GARZA TNT - 10x20 cm - 4 veli - 20 pacchi da 100 — prodotto medicale professionale.

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CODICE GEF
35013

ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità,
prezzo e documentazione di
conformità su **GEFMEDICA.IT**
info@gefmedica.it · Tel. 0573
1944697