

GEF Medica

Comprese Garza Tnt - 10x20 Cm - 6 Fili - 20 Pacchi da 100

Codice GEF (SKU) 35014

COMPRESSE GARZA TNT - 10x20 cm - 6 fili - 20 pacchi da 100 —
prodotto medicale professionale.

CARATTERISTICHE TECNICHE

- COMPRESSE GARZA TNT - 10x20 cm - 6 fili - 20 pacchi da 100 — prodotto medicale professionale.

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CODICE GEF
35014

ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità,
prezzo e documentazione di
conformità su [GEFMEDICA.IT](https://gefmedica.it)
info@gefmedica.it · Tel. 0573
1944697