



## Tamponi Rotondi di Garza

Dispositivo medico

Classe I

7 varianti

Codice GEF (SKU) 35015

EAN / GTIN 8023279350159

Confezione 1

Tamponi di garza in puro cotone idrofilo, 20 strati, filato 40/40 senza filo radiopaco, non sterile. • Cotone • Ø 15 mm • Misure aperte: 11 x 11 cm  
• 1.000 pz. (10 buste da 100)

### VARIANTI / FORMATI DISPONIBILI

CODICE GEF / SKU	DIAMETRO	MATERIALE	EAN	CONFEZIONE
35015	15 mm / Cotone	8023279350159	1	
35016	25 mm / Cotone	8023279350166	1	
35017	50 mm / Cotone	8023279350173	1	
35018	40 mm / Cotone	8023279350180	1	
35020	15 mm / TNT	8023279350203	1	
35021	25 mm / TNT	8023279350210	1	
35022	50 mm / TNT	8023279350227	1	

### DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM

I

CND

M0201050102

EAN / GTIN

8023279350159

CODICE GEF

35015



#### ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su [GEFMEDICA.IT](https://www.gefmedica.it)  
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697