



## Garza TNT

Dispositivo medico

Classe I S

3 varianti

Codice GEF (SKU) 35024

EAN / GTIN 3800232426169

Confezione 1

GARZA TNT SENZA RAGGI X - Dimensioni: 10x10 cm - Minimo vendita: cartone 60 scatole da 100 (4 buste da 25) Dispositivo non invasivo utilizzabile come barriera meccanica, per comprimere o per assorbire essudati. Ideale per il microambiente di una ferita. Massima assorbenza, non aderisce alla ferita.

### VARIANTI / FORMATI DISPONIBILI

CODICE GEF / SKU	DIMENSIONE	EAN	CONFEZIONE
35024	10x10 cm - 4 buste da 25	3800232426169	1
35026	18x40 cm - scatola da 12	3800232426183	1
35027	36x40 cm - scatola da 12	3800232426176	1

### DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM

**I S**

CND

**M0202010101**

EAN / GTIN

**3800232426169**

CODICE GEF

**35024**

#### ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su [GEFMEDICA.IT](https://gefmedica.it)  
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697