



Compresses Cotone Sterili

Dispositivo medico

Classe IIa

3 varianti

Codice GEF (SKU) **35039**EAN / GTIN **3800232424639**Confezione **1**

TAMPONI DI GARZA – STERILI 100% garza di cotone, 17 fili cm2, conforme alla farmacopea Europea e EN 14079. Strati: 12 Fili: 17
Dispenser da 150 (30 confezioni da 5 tamponi)

VARIANTI / FORMATI DISPONIBILI

| CODICE GEF / SKU | DIMENSIONE | EAN | CONFEZIONE |
|------------------|------------|---------------|------------|
| 35039 | 10x10 cm | 3800232424639 | 1 |
| 35034 | 5x5 cm | 8059020341862 | 1 |
| 35037 | 7,5x7,5 cm | 3800232420433 | 1 |

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM

IIa

CND

M0201020101

EAN / GTIN

3800232424639

CODICE GEF

35039

ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su [GEFMEDICA.IT](https://gefmedica.it)
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697