



Compresses Cotone Sterili

Dispositivo medico

Classe IIa

2 varianti

Codice GEF (SKU) **35040**EAN / GTIN **3800232421898**Confezione **1**

TAMPONI DI GARZA – STERILI 100% garza di cotone, 17 fili cm2, conforme alla farmacopea Europea e EN 14079. Strati: 12 Fili: 17 Dispenser da 150 (30 confezioni da 5 tamponi)

VARIANTI / FORMATI DISPONIBILI

CODICE GEF / SKU	DIMENSIONE	EAN	CONFEZIONE
35040	10x10 cm - x-ray	3800232421898	1
35036	5x5 cm - x-ray	3800232420426	1

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM

IIa

CND

M0201020201

EAN / GTIN

3800232421898

CODICE GEF

35040

ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su [GEFMEDICA.IT](https://www.gefmedica.it)
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697