

GEF Medica

Sonda SpO2 Monouso Neonatale/adulti per 35048 - Optional

Codice GEF (SKU) 35044

Sonda SpO2 monouso per neonati/adulti - opzionale

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Sonda SpO2 monouso per neonati/adulti - opzionale

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CODICE GEF
35044



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su [GEFMEDICA.IT](https://gefmedica.it)
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697