

Tamponi Cotone Sterili

Dispositivo medico

Classe IIa

2 varianti

Codice GEF (SKU) 35045

EAN / GTIN 3800232421904

Confezione 1

GEF Medica

TAMPONI ROTONDI DI GARZA - STERILI 100% garza di cotone, 20 fili / cm2, conforme alla farmacopea Europea e EN 14079. Ogni dispenser contiene confezioni sterili da 5 tamponi di garza rotondi. Fili: 20
Tamponi rotondi di garza Ø 30 mm Dispenser da 250 (50 confezioni da 5 tamponi)

VARIANTI / FORMATI DISPONIBILI

CODICE GEF / SKU	DIMENSIONE	EAN	CONFEZIONE
35045	30 mm	3800232421904	1
35046	40 mm	3800232420488	1

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM

IIa

CND

M0201020201

EAN / GTIN

3800232421904

CODICE GEF

35045



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su [GEFMEDICA.IT](https://gefmedica.it)
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697