



Pulsossimetro OXY-55 con Software

Codice GEF (SKU) 35048

PULSOSSIMETRO OXY-55 con software Oxy-55 è un pulsossimetro da dito palmare non invasivo per il monitoraggio spot-check o continuo della SpO2 e della frequenza cardiaca (PR) di pazienti adulti, pediat

CARATTERISTICHE TECNICHE

- PULSOSSIMETRO OXY-55 con software Oxy-55 è un pulsossimetro da dito palmare non invasivo per il monitoraggio spot-check o continuo della SpO2 e della frequenza cardiaca (PR) di pazienti adulti, pediatrici e neonatali, a casa e in ospedale. Adotta la tecnologia di ispezione fotoelettrica dell'ossiemoglobina integrata con la tecnologia di scansione e registrazione degli impulsi di capacità. Visualizza il valore della SpO2, il valore della frequenza cardiaca e il relativo grafico a barre, la forma d'onda delle pulsazioni e il valore dell'indice di perfusione (IP). - possibilità di regolare la luminosità dello schermo e il volume del suono - schermo a colori 2,8" - struttura esterna robusta e durevole - funzione orologio, revisione e menu - funzione allarme quando il dito non è inserito o supera i valori limite - funzione di memorizzazione dei valori SpO2 e PR. I dati memorizzati e rilevati in tempo reale possono essere trasferiti su PC - antipolvere e impermeabile Fornito con sonda SpO2 per adulti, adattatore di alimentazione, batteria ricaricabile, cavo USB, software e manuale in GB, FR, IT, ES.

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CODICE GEF
35048



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su GEFMEDICA.IT
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697