



## Sonda SpO2 Riutilizzabile Adulti per 35048 - Ricambio

Codice GEF (SKU) 35049

Sonda SpO2 neonatale riutilizzabile - opzionale

### CARATTERISTICHE TECNICHE

- Sonda SpO2 neonatale riutilizzabile - opzionale

### DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CODICE GEF  
**35049**



#### ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità,  
prezzo e documentazione di  
conformità su [GEFMEDICA.IT](https://www.gefmedica.it)  
info@gefmedica.it · Tel. 0573  
1944697