



Sonda SpO2 Riutilizzabile Pediatrica per 35048 - Optional

Codice GEF (SKU) 35054

Sonda SpO2 pediatrica riutilizzabile - opzionale

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Sonda SpO2 pediatrica riutilizzabile - opzionale

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CODICE GEF
35054



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su [GEFMEDICA.IT](https://www.gefmedica.it)
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697