



Sonda SpO₂ Riutilizzabile Neonatale per 35048 - Optional

Codice GEF (SKU) **35055**

Sonda SpO₂ neonatale riutilizzabile - opzionale

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Sonda SpO₂ neonatale riutilizzabile - opzionale

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CODICE GEF
35055



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità,
prezzo e documentazione di
conformità su [GEFMEDICA.IT](https://www.gefmedica.it)
info@gefmedica.it · Tel. 0573
1944697