



Oxyfit Pulsoximetro Monitoraggio In Continuo

Dispositivo medico

Classe II A

Codice GEF (SKU) 35058

EAN / GTIN 6934440102311

Confezione 1

PULSOXIMETRO OXYFIT™ MONITORAGGIO CONTINUO

Pulsoximetro professionale morbido applicabile al dito per il monitoraggio continuo di SpO₂ e pulsazioni durante il sonno o le attività quotidiane. Misura, visualizza e archivia i risultati ovunque e in qualsiasi momento. L'esclusivo sensore a pinza ha una camera morbida per verificare i valori comodamente e con precisione. - luminoso schermo OLED per visualizzare risultati chiari - memoria integrata per archiviare fino a 4 sessioni di registrazioni

Caratteristiche tecniche
SpO₂ intervallo 70% - 100% SpO₂ accuratezza 80-100%: ±2%, 70-80%: ±3%
Frequenza cardiaca intervallo 30 - 250 bpm
Frequenza cardiaca accuratezza ±2 bpm o ±2%, il più elevato dei due valori
Allarme acustico livello ossigeno basso, frequenza cardiaca alta/bassa
Parametri registrati livello ossigeno, freq. cardiaca
Intervalli registrazione 4s
Memoria integrata 4 registrazioni, fino a 1 ora ciascuna
Batteria integrata batteria ricaricabile ai polimeri di litio; 3,7Vcc
Caricabatteria 5VCC, Max. 80mA
Tempo ricarica 2-3 ore
Autonomia batteria 12-14 ore di funzionamento continuo
Bluetooth Bluetooth 4.0 BLE
Protezione scosse elettriche: Tipo BF electromagnetic: Group I, Class B
polvere e acqua: IP22

CARATTERISTICHE TECNICHE

- SpO₂ intervallo: 70% - 100%
- SpO₂ accuratezza: 80-100%: ±2%, 70-80%: ±3%
- Frequenza cardiaca intervallo: 30 - 250 bpm
- Frequenza cardiaca accuratezza: ±2 bpm o ±2%, il più elevato dei due valori
- Allarme acustico: livello ossigeno basso, frequenza cardiaca alta/bassa
- Parametri registrati: livello ossigeno, freq. cardiaca
- Intervalli registrazione: 4s
- Memoria integrata: 4 registrazioni, fino a 1 ora ciascuna
- Batteria integrata: batteria ricaricabile ai polimeri di litio; 3,7Vcc
- Caricabatteria: 5VCC, Max. 80mA
- Tempo ricarica: 2-3 ore
- Autonomia batteria: 12-14 ore di funzionamento continuo
- Bluetooth: Bluetooth 4.0 BLE
- Protezione: scosse elettriche: Tipo BF electromagnetic: Group I, Class B polvere e acqua: IP22

CLASSE DM

II A

CND

Z1203020408

EAN / GTIN

6934440102311

CODICE GEF

35058



**ASSISTENZA E
DOCUMENTAZIONE**

GEF Medica · verifica disponibilità,
prezzo e documentazione di
conformità su **GEFMEDICA.IT**
info@gefmedica.it · Tel. 0573
1944697

Scheda commerciale GEF Medica redatta su documentazione tecnica disponibile - verifica disponibilità e documentazione su gefmedica.it. Le specifiche possono variare; verificare IFU, etichetta e documentazione di conformità prima dell'utilizzo.

GEF Medica - GEF Company S.r.l. - Sede legale: Via Marzabotto 8/C, 51037 Montale (PT) - PIVA 02024070472 - SDI M5UXCR1
info@gefmedica.it - Tel. **0573 1944697** - gefmedica.it