



Sensore SpO2 Pediatico Riutilizzabile per Cod. 35060

Dispositivo medico

Classe II B

Codice GEF (SKU) 35065

EAN / GTIN 6944904005928

Confezione 1

SENSORE PEDIATRICO RIUTILIZZABILE - opzionale

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM

II B

CND

Z12030280

EAN / GTIN

6944904005928

CODICE GEF

35065

ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità,
prezzo e documentazione di
conformità su **GEFMEDICA.IT**
info@gefmedica.it · Tel. 0573
1944697