



Pulsossimetro O2Ring Monitoraggio Continuo

Dispositivo medico

Classe II A

2 varianti

Codice GEF (SKU) 35066

EAN / GTIN 8023279350661

Confezione 1

PULSOXIMETRO O2RING™ MONITORAGGIO CONTINUO - PEDIATRICO Innovativo, indossabile, adattabile e affidabile, per monitorare frequenza cardiaca, saturazione di ossigeno e indice di perfusione. Livello di ossigeno monitorato sempre e ovunque - comodo da indossare - rileva e registra livello di ossigeno e frequenza cardiaca - vibrazione attivata da SpO2 bassa Caratteristiche tecniche Ossigeno nel sangue intervallo 70-99% precisione 80-99%: $\pm 2\%$, 70-79%: $\pm 3\%$ Frequenza cardiaca intervallo: 30 - 250 bpm - ± 2 bpm o $\pm 2\%$ Causa vibrazione Livello di ossigeno basso, frequenza cardiaca alta/bassa Parametri registrati Livello ossigeno nel sangue, frequenza cardiaca, movimento Peso 15 g Dimensioni dispositivo 38x30x38 mm; anello 50-82 mm Memoria integrata 4 sezioni, fino a 10 ore per ciascuna sezione Batteria Batteria al litio ricaricabile 3,7 VCC Tempo di utilizzo 12-16 ore Tempo di ricarica 2-3 ore Wireless Bluetooth 4.0 BLE Compatibilità iOS 9.0+; Android 5.0+ Protezione scosse elettriche: Tipo BF elettromagnetica: Gruppo I, Classe B polvere e acqua: IP24

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Ossigeno nel sangue:
- intervallo: 70-99%
- precisione: 80-99%: $\pm 2\%$, 70-79%: $\pm 3\%$
- Frequenza cardiaca: intervallo: 30 - 250 bpm - ± 2 bpm o $\pm 2\%$
- Causa vibrazione: Livello di ossigeno basso, frequenza cardiaca alta/bassa
- Parametri registrati: Livello ossigeno nel sangue, frequenza cardiaca, movimento
- Peso: 15 g
- Dimensioni: dispositivo 38x30x38 mm; anello 50-82 mm
- Memoria integrata: 4 sezioni, fino a 10 ore per ciascuna sezione
- Batteria: Batteria al litio ricaricabile 3,7 VCC
- Tempo di utilizzo: 12-16 ore
- Tempo di ricarica: 2-3 ore
- Wireless: Bluetooth 4.0 BLE
- Compatibilità: iOS 9.0+; Android 5.0+
- Protezione: scosse elettriche: Tipo BF elettromagnetica: Gruppo I, Classe B polvere e acqua: IP24

VARIANTI / FORMATI DISPONIBILI

CODICE GEF / SKU	VERSIONE	EAN	CONFEZIONE
35066	adulti	8023279350661	1

CODICE GEF / SKU	VERSIONE	EAN	CONFEZIONE
35067	pediatrico	8023279350678	1

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM

II A

CND

Z1203020408

EAN / GTIN

8023279350661

CODICE GEF

35066



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su **GEFMEDICA.IT**
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697

Scheda commerciale GEF Medica redatta su documentazione tecnica disponibile - verifica disponibilità e documentazione su gefmedica.it. Le specifiche possono variare; verificare IFU, etichetta e documentazione di conformità prima dell'utilizzo.

GEF Medica - GEF Company S.r.l. - Sede legale: Via Marzabotto 8/C, 51037 Montale (PT) - PIVA 02024070472 - SDI M5UXCR1
info@gefmedica.it - Tel. 0573 1944697 - gefmedica.it