



# Pulsoximetro Oxy 1

Dispositivo medico

Classe II B

3 varianti

Codice GEF (SKU) 35069

EAN / GTIN 8023279350692

Confezione 1

PULSOXIMETRO OXY 1 IT, HR, FI, LV, BG, Arabo Pulsoximetro per la misurazione della saturazione di ossigeno e della frequenza cardiaca dal dito del paziente. Adatto all'uso domestico e professionale, in famiglia o in ospedale. Utilizzabile prima o dopo l'attività fisica, ma sconsigliabile nel corso di essa. - visualizzazione valori SpO2 e frequenza cardiaca, visualizzazione istogramma - indicatore bassa tensione

Caratteristiche tecniche • Modalità visualizzazione LED • SpO2 campo 0-100%, (risoluzione 1%) precisione 70-100%:  $\pm 2\%$ , non specificata sotto 70% • PR campo 30-250 bpm, (risoluzione 1 bpm) precisione  $\pm 2$  bpm o  $\pm 2\%$  (il maggiore) • Riempimento debole SpO2 e frequenza cardiaca sono mostrate correttamente quando il rapporto frequenza cardiaca-riempimento è 0,4%. Errore SpO2  $\pm 4\%$ , errore frequenza cardiaca  $\pm 2$  bpm o  $\pm 2\%$  (il maggiore) • Consumo energetico minore di 25 mA - Tensione: CC 2,6 V - 3,6 V • Funzionamento batterie due batterie possono funzionare in maniera continuativa per 24 ore • Sicurezza batteria interna, tipo BF • Dimensioni - peso 60x30,5xh 32,5 mm - 50 g comprese due batterie

## CARATTERISTICHE TECNICHE

- Modalità visualizzazione: LED
- SpO2 campo: 0-100%, (risoluzione 1%) precisione: 70-100%:  $\pm 2\%$ , non specificata sotto 70%
- PR campo: 30-250 bpm, (risoluzione 1 bpm) precisione:  $\pm 2$  bpm o  $\pm 2\%$  (il maggiore)
- Riempimento debole: SpO2 e frequenza cardiaca sono mostrate correttamente quando il rapporto frequenza cardiaca-riempimento è 0,4%. Errore SpO2  $\pm 4\%$ , errore frequenza cardiaca  $\pm 2$  bpm o  $\pm 2\%$  (il maggiore)
- Consumo energetico: minore di 25 mA - Tensione: CC 2,6 V - 3,6 V
- Funzionamento batterie: due batterie possono funzionare in maniera continuativa per 24 ore
- Sicurezza: batteria interna, tipo BF
- Dimensioni - peso: 60x30,5xh 32,5 mm - 50 g comprese due batterie

## VARIANTI / FORMATI DISPONIBILI

CODICE GEF / SKU	MODELLO	EAN	CONFEZIONE
35069	IT,HR,FI,LV,BG, Arabo	8023279350692	1
35070	GB,PT,GR,DK,NL,RO	8023279350708	1
35071	FR,ES,DE,PL,CZ,SE	8023279350715	1

## DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM  
**II B**

CND  
**Z1203020408**

**ASSISTENZA E  
DOCUMENTAZIONE**

EAN / GTIN

**8023279350692**

CODICE GEF

**35069**



**GEF Medica** · verifica disponibilità,  
prezzo e documentazione di  
conformità su **GEFMEDICA.IT**  
info@gefmedica.it · Tel. 0573  
1944697

*Scheda commerciale GEF Medica redatta su documentazione tecnica disponibile - verifica disponibilità e documentazione su [gefmedica.it](http://gefmedica.it). Le specifiche possono variare; verificare IFU, etichetta e documentazione di conformità prima dell'utilizzo.*

**GEF Medica** - GEF Company S.r.l. - Sede legale: Via Marzabotto 8/C, 51037 Montale (PT) - P.IVA 02024070472 - SDI M5UXCR1  
**info@gefmedica.it - Tel. 0573 1944697 - [gefmedica.it](http://gefmedica.it)**