



Saturimetro da Dito OXY-2 — Pulsossimetro SpO₂ e Battito Cardiaco

Dispositivo medico

Classe IIb

Codice GEF (SKU) 35072

EAN / GTIN 8023279350722

Confezione 1

PULSOXIMETRO OXY 2 GB, FR, IT, ES, PT, GR Pulsoximetro per la misurazione della saturazione di ossigeno e della frequenza cardiaca dal dito del paziente. Adatto all'uso domestico e professionale, in famiglia o in ospedale. Utilizzabile prima o dopo l'attività fisica, ma sconsigliabile nel corso di essa. - visualizzazione valori SpO₂ e frequenza cardiaca, visualizzazione istogramma - indicatore bassa tensione

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Modalità visualizzazione: LED
- SpO₂ campo: 0-100%, (risoluzione 1%) precisione: 70-100%: $\pm 2\%$, non specificata sotto 70%
- PR campo: 30-250 bpm, (risoluzione 1 bpm) precisione: ± 2 bpm o $\pm 2\%$ (il maggiore)
- Riempimento debole: SpO₂ e frequenza cardiaca sono mostrate correttamente quando il rapporto frequenza cardiaca-riempimento è 0,4%. Errore SpO₂ $\pm 4\%$, errore frequenza cardiaca ± 2 bpm o $\pm 2\%$ (il maggiore)
- Consumo energetico: minore di 25 mA - Tensione: CC 2,6 V - 3,6 V
- Funzionamento batterie: due batterie possono funzionare in maniera continuativa per 24 ore
- Sicurezza: batteria interna, tipo BF
- Dimensioni - peso: 60x30,5xh 32,5 mm - 50 g comprese due batterie

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM
IIbCND
Z1203020408EAN / GTIN
8023279350722CODICE GEF
35072

ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità,
prezzo e documentazione di
conformità su GEFMEDICA.IT
info@gefmedica.it · Tel. 0573
1944697