



Pulsoximetro Oxy 3 (

Dispositivo medico

Classe II B

2 varianti

Codice GEF (SKU) 35074

EAN / GTIN 8023279350746

Confezione 1

Misura il livello di ossigeno nel sangue e il battito cardiaco.
Caratteristiche: funzionamento semplice, display SpO2, forma d'onda SpO2, battito, istogramma del battito, 2 pile alcaline AAA incluse, indicazione di batteria scarica, spegnimento automatico, pinza resistente, display orientabile in 4 direzioni, confezionato in blister. Adatto per adulti e bambino. Fornito in blister con batterie e cordino.

VARIANTI / FORMATI DISPONIBILI

CODICE GEF / SKU	MODELLO	EAN	CONFEZIONE
35074	(IT,DE,SE,HU,RO)	8023279350746	1
35090	(GB,FR,IT,ES,PT)	8023279350906	1

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM

II B

CND

Z1203020408

EAN / GTIN

8023279350746

CODICE GEF

35074



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su GEFMEDICA.IT
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697