



Cover In Silicone Per Oxy 3

Codice GEF (SKU) 35075

EAN / GTIN 8023279350753

Confezione 1

Cover in silicone per ossimetro Oxy-3 (cod. 35090).

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

EAN / GTIN

8023279350753

CODICE GEF

35075



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su [GEFMEDICA.IT](https://gefmedica.it)
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697