

GEF Medica

Sensore a Clip Auricolare Riutilizzabile per 35086 - 8000q2 - Optional

Dispositivo medico

Codice GEF (SKU) **35081**
EAN / GTIN **00833166000757**
Confezione **1 pz.**

Sensore a clip auricolare riutilizzabile - cavo da 1 m

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM

II B

CND

C900301

EAN / GTIN

00833166000757

CODICE GEF

35081**ASSISTENZA E
DOCUMENTAZIONE**

GEF Medica · verifica disponibilità,
prezzo e documentazione di
conformità su **GEFMEDICA.IT**
info@gefmedica.it · Tel. 0573
1944697