



Pulsoximetro Nonin Palm Sat 2500A

Dispositivo medico

Classe II B

Codice GEF (SKU) 35086

EAN / GTIN 0849686090178

Confezione 1

PULSOSSIMETRO PALM SAT® 2500A con sonda adulti in gomma riutilizzabile e allarme Pulsossimetro compatto, versatile e affidabile concepito e testato per superare tutti i requisiti di longevità. - la tecnologia Pure Sat® garantisce precisione e rapidità di lettura anche in presenza di pigmentazione variabile della pelle o presenza di smalto. Precisione anche in condizioni impegnative quali paziente in movimento o con bassa perfusione - collaudato per mantenere le proprie prestazioni anche in caso di caduta o ingresso di liquidi (IPX2). Certificato Us Army e Us Air Force Aeromedical Allarmi visivi e acustici, 72 ore di memoria, batterie a lunga durata (60 ore) o batteria NiMH ricaricabile opzionale (40 ore). Caratteristiche tecniche Intervallo SpO2 0-100% ±2 (70-100% senza movimento) Intervallo pulsazioni 18 - 321 bpm ±3 (18-300% senza movimento) Alimentazione 4 batterie alcaline AA 1,5 V (durata 60 ore)

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Intervallo SpO2: 0-100% ±2 (70-100% senza movimento)
- Intervallo pulsazioni: 18 - 321 bpm ±3 (18-300% senza movimento)
- Alimentazione: 4 batterie alcaline AA 1,5 V (durata 60 ore)

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM

II B

CND

Z1203020408

EAN / GTIN

0849686090178

CODICE GEF

35086



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su GEFMEDICA.IT
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697