

GEF Medica

Sonda Riutilizzabile in Gomma per 35086 - Adulti

Dispositivo medico

Codice GEF (SKU) 35087

EAN / GTIN 0833166000153

Confezione 1 pz.

Sonda riutilizzabile in gomma adulti (12.5-25.5 mm) - cavo 1 m

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM

II B

CND

C900301

EAN / GTIN

0833166000153

CODICE GEF

35087



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su [GEFMEDICA.IT](https://www.gefmedica.it)
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697