



## Sonda Riutilizzabile in Gomma per 35086 - Pediatrica

Dispositivo medico

Codice GEF (SKU) 35088

EAN / GTIN 0833166000160

Confezione 1 pz.

Sonda riutilizzabile in gomma pediatrica (10-19 mm) - cavo 1 m

### DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM  
**II B**

CND  
**C900301**

EAN / GTIN  
**0833166000160**

CODICE GEF  
**35088**



#### ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su [GEFMEDICA.IT](https://www.gefmedica.it)  
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697