



Pulsoximetro Oxy 4

Dispositivo medico

Classe II A

3 varianti

Codice GEF (SKU) 35091

EAN / GTIN 8023279350913

Confezione 1

Per rilevare saturazione, battito e perfusione dal dito del paziente. - misura precisa della SpO2 e del battito - display a 2 colori della SpO2, PR, PI, plestimogramma e istogramma del battito, allarmi visivi ed acustici - gamma di misurazione SpO2 35-99%, battito 30-240 bpm - display orientabile in 4 direzioni - accensione e spegnimento automatico

VARIANTI / FORMATI DISPONIBILI

CODICE GEF / SKU	MODELLO	EAN	CONFEZIONE
35091	blu - GB,FR,IT,DE,ES,PT,GR,PL	8023279350913	1
35092	arancione - GB,FR,IT,DE,ES,PT,GR,PL	8023279350920	1
35093	blu - GB,SE,FI,NL,HU,RO,HR,BG	8023279350937	1

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM

II A

CND

Z1203020408

EAN / GTIN

8023279350913

CODICE GEF

35091



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su GEFMEDICA.IT
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697