



Sonda SpO2 Neonatale - Riusabile per 35095

Dispositivo medico

Codice GEF (SKU) **35099**

EAN / GTIN **8023279350999**

Confezione **1 pz.**

SONDA Y NEONATALE - riutilizzabile

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM
II A

CND
C900301

EAN / GTIN
8023279350999

CODICE GEF
35099



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su [GEFMEDICA.IT](https://www.gefmedica.it)
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697